

BILLES

Cagoule (2-3 ans et 4-5 ans)

Les indications pour la taille 4-5 ans sont données entre parenthèses.

FOURNITURES : Laine et Rhovyl 4 fils, qualité Layette, 2 pelotes coloris rose ou blanc. 4 boutons.


POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 (aig. n° 2½ et n° 3).

Picot au crochet (crochet n° 2½).

EXÉCUTION

Monter 170 m. (184). Travailler avec les grosses aig. pendant 30 rgs ; continuer avec les aig. fines, en répartissant 42 dim. sur 1 rg (46 dim.). Faire 26 rgs sur les m. restantes, et laisser en attente 37 m. de ch. côté (40). Continuer sur les 54 m. (58 m.) du milieu, tout droit pendant 25 cm (27), et fermer ces m. Reprendre les 37 m. (40) des côtés, et travailler pendant 8 cm (9 cm) tout droit, puis rab. (en partant de l'intérieur) 9 fs 2 m. (10 fs 2 m.). Fermer. Coudre les côtés. Faire 2 rgs de m. serrées au crochet, puis 1 rg ainsi : 1 m. serrée, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans la m. précédente, 3 m. serrées et reprendre à *. Fermer le bas de la cagoule par 4 brides et 4 boutons.



Pour le nouveau-né une bonne hygiène alimentaire avec **Remond n.n.** A REGULATEURS D'AIR



A Pratique : Tétine toujours prête pour la tétée sans macération de celle-ci dans le lait.

B Hygiénique : Ce capuchon garantit l'asepsie totale de la tétine, évitant le contact des mains au moment de la tétée.

C Simple : Trois graduations selon les types de lait utilisés.

1 Tétine REMOND "NN" à renflement sphéroïdal, tient mieux en bouche, ouvertures oblongues à débit réglé.

2 Ogivale: dégage complètement le nez, bonne respiration, évite la déformation de la lèvre supérieure.

3 Antiaérophagique grâce aux régulateurs d'air qui assurent une pression constante et suppriment la contraction de la tétine.

Brevetés S.G.D.G.